

CONNECTED BY CARE®

MASTITIS

PAPER RING®

Jednostavnije, brže i točnije ispitivanje osjetljivosti za odgovornu uporabu antibiotika



- + Brzo i jednostavno korištenje
- + Točne zone inhibicije
- + Minimalna mogućnost pogreške



BRZO I
JEDNOSTAVNO
KORIŠTENJE



TOČNE
ZONE INHIBICIJE



ODGOVORNA
UPORABA
ANTIBIOTIKA

Sve više veterinara započinje s radom u vlastitom laboratoriju kako bi pružili brze i visokokvalitetne savjete farmerima i pomogli im u odabiru pristupa liječenja mastitisa. Za optimalan izbor terapije i evaluacije potrebno je ispitivanje osjetljivosti.


Paper rings, odnosno Papirnati prstenovi, impregnirani su specifičnim koncentracijama antibiotika uskog spektra za *in vitro* ispitivanje osjetljivosti bakterija koje su najčešći uzročnici mastitisa temeljem europske disk difuzijske metode EUCAST-a, a pomažu vam pri odabiru odgovarajućeg antibiotika, jednostavni su za narudžbu i pohranjivanje.

Fiksni paneli za **gram negativne** i **gram pozitivne** bakterije odabrali su stručnjaci. U paketu se nalaze međunarodni kriteriji temeljeni na međunarodno prihvaćenim kriterijima koje je objavio EUCAST nadopunjeni kriterijima iz CLSI dokumenata.

Za više informacija molimo kontaktirajte prodajnu organizaciju Dechre.

Dechra
Veterinary Products

Genera d.d., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok Tel: +385 1 33 88 888, Fax: +385 1 33 88 704, e-mail: info.hr@dechra.com
Genera d.d. je dio Dechra Pharmaceuticals PLC Grupe
www.dechra.hr



CONNECTED BY CARE®

MASTITIS

PAPER RING®

Jednostavnije, brže i točnije ispitivanje osjetljivosti za odgovornu uporabu antibiotika



+ Brzo i jednostavno korištenje

+ Točne zone inhibicije

+ Minimalna mogućnost pogreške

Sve više veterinara započinje s radom u vlastitom laboratoriju kako bi pružili brze i visokokvalitetne savjete farmerima i pomogli im u odabiru pristupa liječenja mastitisa. Za optimalan izbor terapije i evaluacije potrebno je ispitivanje osjetljivosti. **Paper rings**, odnosno Papirnati prstenovi, impregnirani su specifičnim koncentracijama antibiotika uskog spektra za *in vitro* ispitivanje osjetljivosti bakterija koje su najčešći uzročnici mastitisa temeljem europske disk difuzijske metode EUCAST-a, a pomažu vam pri odabiru odgovarajućeg antibiotika, jednostavni su za narudžbu i pohranjivanje.

Papirnati prstenovi impregnirani su specifičnim koncentracijama antibiotika uskog spektra za *in vitro* ispitivanje osjetljivosti najčešćih bakterija koje uzrokuju mastitis, a temelje se na europskoj disk difuzijskoj metodi EUCAST-a.

Fiksni paneli za **gram negativne** i **gram pozitivne** bakterije koje su odabrali stručnjaci. Uz paketu se nalaze međunarodni kriteriji temeljeni na međunarodno prihvaćenim kriterijima koje je objavio EUCAST nadopunjeni kriterijima iz CLSI dokumenata.


Za više informacija molimo kontaktirajte prodajnu organizaciju Dechra.

Genera d.d., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok Tel: +385 1 33 88 888, Fax: +385 1 33 88 704, e-mail: info.hr@dechra.com
Genera d.d. je dio Dechra Pharmaceuticals PLC Grupe
www.dechra.hr

>



BRZO I
JEDNOSTAVNO
KORIŠTENJE



TOČNE
ZONE INHIBICIJE




ODGOVORNA
UPORABA
ANTIBIOTIKA




Dechra
Veterinary Products

Prednosti novih papirnatih prstenova

Klasični način testiranja



Testiranje pomoću papirnatih prstenova



Točna analiza za utvrđivanje uporabe odgovarajućeg antibiotika

Panel za antibiotik za gram pozitivne i gram negativne bakterije pažljivo su sastavili stručnjaci kako bi olakšali ciljani pristup.

Gram negativni panel

- 1 AMP = Ampicilin
- 2 CTX = Cefotaksim
- 3 SXT = Trimetoprim – Sulfametoksazol (reprezentativno za sve sulfa-kombinacije)
- 4 **Blanco**
- 5 K = Kanamicin
- 6 N = Neomicin
- 7 ENR = Enrofloksacin

Gram pozitivni panel

- 1 P = Penicilin
- 2 FOX = Cefoksitin
- 3 SXT = Trimetoprim – Sulfametoksazol (reprezentativno za sve sulfa-kombinacije)
- 4 CD = Klindamicin (Reprezentativno za Pirlimicin i Linkomicin)
- 5 Ery = Eritromicin (reprezentativno za Tilozin)
- 6 K = Kanamicin
- 7 N = Neomicin

Primjer rezultata za *S. Aureus*: Osjetljivo na Penicilin i Cefoksitin, rezistentno na Klindamicin
Izbor terapije: Penetamat - Revozyn RTU parenteralno kombinirano s intramamarnim injektorom

Počnite koristiti papirnate prstenove

Za više informacija o papirnatim prstenovima i/ili za narudžbu prve serije Papirnatih prstenova, molimo kontaktirajte svog Dechra predstavnika.

Praktično pakovanje u jednom spremniku:
10 vrećica s 10 prstenova



Connected by Care

Naša paleta za goveda „Connected by Care“ usredotočena je na podršku veterinarima na više razina. Osjećamo povezanost kroz vrijednosti koje dijelimo s našim klijentima kojima smo na usluzi. Briga za životinje. Briga za zdravo poslovanje. Briga za odgovornu uporabu antibiotika.

